

Кроличья Моноклональная Антитела Против MglI (MagI) Для Wb, Ihc, If, Elisa — Q99685

Артикул: CM0006942



введение

Высокоспецифичная кроличья моноклональная антитела, нацеленная на человеческую MGLL (MAGL, HU-K5). Валидирована для WB, IF/ICC, IHC-P и ELISA. Реагирует перекрестно с мышиной и крысиной MGLL. Идеально подходит для исследований липидного обмена и сигналинга эндоканнабиноидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MGLL Кроличья mAb
Примечания/Синонимы	MGL, HUK5, MAGL, HU-K5, MGLL
Вид	Человек
GeneID (Человек)	11343
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-300 человеческой MGLL
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q99685
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	Ледяной пакет