

Кроличье Поликлональное Антитело Против MglI Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q99685

Артикул: CM0029800



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на MGLL, подходит для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА с перекрестной реактивностью к человеческому, мышинному, крысиному белкам. Изучайте функцию моноацилглицероллипазы в эндоканнабиноидной сигнализации, метаболизме липидов и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против MGLL
Примечания/Алиасы	MGL; HUK5; MAGL; HU-K5; MGLL
Вид	Человек
ID гена (Человек)	11343
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 11-313 человеческого MGLL (NP_009214.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99685
Молекулярная масса белка	33 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом