


Анти-Mgmt Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, Elisa - P16455

Артикул: CM0002305



введение

MGMT Rabbit mAb — это специфическое кроличье моноклональное антитело против человеческого О-6-метилгуанин-ДНК метилтрансферазы, валидированное для вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходит для исследований репарации ДНК и алкилирующих повреждений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MGMT Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	MGMT; О-6-метилгуанин-ДНК метилтрансфераза
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4255
GeneID	4255
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 108-207 человеческого MGMT (NP_002403.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P16455
Молекулярный вес белка	22кДа
Доставка	Сумка со льдом