


Кроличьи Моноклональные Антитела Против Mgmt Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc) И Ифа (Elisa) - P16455

Артикул: CM0007160



введение

Кроличьи мАб против MGMT для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Распознают человеческий O-6-метилгуанин-ДНК метилтрансферазу, фермент репарации ДНК. Подходят для исследований в области онкологии и изучения лекарственной устойчивости.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MGMT Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	MGMT; O-6-метилгуанин-ДНК метилтрансфераза
Вид	Человек
ID гена	4255
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 107-207 человеческого MGMT. (NP_002403.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P16455
Молекулярный вес белка	22кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент