


Поликлональное Антитело Кролика Anti-Mgmt Для Wb, Elisa - P16455

Артикул: CM0017105



введение

Поликлональное антитело кролика Anti-MGMT, подходящее для WB и ELISA, выявляющее MGMT человека и мыши. Идеально подходит для исследований механизмов репарации ДНК и лекарственной устойчивости.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MGMT Rabbit pAb
Примечания/алиас	MGMT
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	4255
Идентификатор гена	4255
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-207 человеческого MGMT (NP_002403.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P16455
Молекулярная масса белка	22 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом