

## Кроличье Поликлональное Антитело Против Mgp Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф-П, Ифа - P08493

Артикул: CM0027027



### введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на Matrix Gla protein (MGP), ингибитор костеобразования. Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ-П, ИФА; реагирует с белком человека, мыши, крысы. Подходит для исследований в области биологии кости и кальцификации.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                         |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | MGP Кроличье pAb                                                                                                                 |
| Примечания/Альтернативные названия | NTI; GIG36; MGLAP; MGP                                                                                                           |
| Вид                                | Человек                                                                                                                          |
| GeneID (Человек)                   | 4256                                                                                                                             |
| GeneID                             | 4256                                                                                                                             |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-103 человеческого MGP (NP_000891.2). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                           |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                          |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг, ИФ-П, ИГХ-П, ИФА                                                                                               |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                             |
| SWISS                              | P08493                                                                                                                           |
| Молекулярная масса белка           | 12 кДа                                                                                                                           |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                |