

Поликлональные Антитела Против Mgrn1 Для Wb, If/Icc, Ифа - O60291

Артикул: CM0024028

введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий MGRN1 (Е3 убиквитин-протеин лигаза) для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии и ИФА. Подтверждена перекрестная реактивность с мышинными и крысиными гомологами. Идеально подходит для исследований траффика эндосом и убиквитинирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MGRN1 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/алиасы	RNF156; MGRN1
Вид	Человек
ID гена (человек)	23295
ID гена	23295
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-538 человеческого MGRN1 (O60291).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	O60291
Молекулярная масса белка	61 кДа
Доставка	Айс-пак