


Моноклональное Антитело Против Мнс Класса Ii (I-A/I-E) Для Проточной Цитометрии И Ифа — P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

Артикул: CM0011494



введение

Крысиное моноклональное антитело к молекулам МНС класса II (I-A/I-E) мыши, валидированное для проточной цитометрии и ИФА. Реагирует с мышиными мишенями, покрывая множество генов, необходимых для исследования адаптивного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MHC Class II (I-A/I-E) крысиное моноклональное антитело
Примечания/алиасы	Eb; Ia4; H2Eb; Ia-4; H-2Eb;IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; Ia5; Ia-5; H-2Eb2; Iebeta2; A130038H09Rik; Ia1; H2Aa; Ia-1; H-2Aa; Aalpha; IAalpha; I-Aalpha
Вид мишени	Мышь
Идентификатор гена	14969/14961/381091/14960
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник продуцирования	Крыса
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P18468/P06342/Q3U060/P14435
Молекулярная масса белка	26 кДа/30 кДа/32 кДа
Условия доставки	С холодильным элементом