


Кроличыи Поликлональные Антитела Anti-Mib1/Dip1 Для Wb, Elisa - Q86Yt6

Артикул: CM0025234



введение

Кроличыи поликлональные антитела к MIB1/DIP1, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA); перекрестно реагируют с антигенами мыши и крысы. Направлены на E3 убиквитин-лигазу в пути Нотч, апоптоз, цилиогенез. Молекулярная масса 110 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MIB1/DIP1 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/алиасы	MIB; DIP1; ZZZ6; DIP-1; LVNC7; ZZANK2; MIB1/DIP1
Вид	Человек
ID гена (человек)	57534
ID гена	57534
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 560-860 человеческого MIB1/DIP1 (NP_065825.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q86YT6
Молекулярная масса белка	110 кДа
Доставка	С ледяным пакетом