

Кроличья Поликлональная Антитела К Mib2 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q96Ax9

Артикул: CM0019274

введение

Кроличья поликлональная антитела, нацеленная на человеческий MIB2 — E3 убиквитин-лигазу сигнального пути Notch. Подходит для WB, IF/ICC и ELISA. Реагирует с мурином и крысой. Идеально подходит для изучения путей убиквитинирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MIB2 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	ZZZ5; ZZANK1; MIB2
Вид	Человек
GeneID (человек)	142678
GeneID	142678
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 300-580 человеческого MIB2 (NP_001164158.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q96AX9
Молекулярная масса белка	104 кДа
Доставка	Хладоэлемент