

Кроличья Поликлональная Антитела Против Mica Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q29983

Артикул: CM0013609



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого MICA (MIC-A, PERB11.1), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. MICA является индуцируемым стрессом лигандом для NKG2D, участвующим в иммунном надзоре. Обладает перекрестной реактивностью с человеческим и мышинным белком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против MICA
Примечания/Альтернативные названия	MIC-A; PERB11.1; MICA
Вид	Человек
GeneID (Человек)	100507436
GeneID	100507436
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q29983
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом