


Кроличья Поликлональная Антитела Anti-Micu1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Vрх6

Артикул: CM0021743



введение

Высокоаффинные кроличьи поликлональные антитела Anti-MICU1 для Вестерн-блоттинга и ИФА, реагирующие с MICU1 человека, мыши и крысы (Q9VPX6). Идеальны для исследований митохондриальной кальциевой сигнализации и MCU-комплекса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MICU1 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	CALC; EFNA3; MPXPS; CBARA1; ara CALC; MICU1
Вид	Человек
GeneID (человек)	10367
GeneID	10367
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 105-255 человеческого MICU1 (NP_001182447.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9VPX6
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом