


Кроличье Поликлональное Антитело Против Micu2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q8Iyu8

Артикул: CM0013553



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок MICU2 (EFHA1), регулятор митохондриального захвата кальция. Валидировано для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Подходит для исследований кальциевой сигнализации и функции митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	MICU2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	EFHA1; 1110008L20Rik; MICU2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	221154
GeneID	221154
Иммуноген	Синтетический пептид. Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 200-300 человеческого белка MICU2 (NP_689939.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8IYU8
Молекулярная масса белка	50 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом