

Анти-Midkine (Mdk) Кроличья Поликлональная Антитела Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P21741

Артикул: CM0018693



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого Midkine (MDK) для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ELISA. Перекрестно реагируют с мышинным и крысиным белком. Идеальны для исследований цитокинов, факторов роста и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MDK Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	МК; ARAP; NRG2; MDK
Вид	Человек
GeneID (Human)	4192
GeneID	4192
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-143 человеческого MDK (NP_001012333.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P21741
Молекулярная масса белка	16 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом