

Кроличья Поликлональная Антитела Против Mien1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа - Q9Brt3

Артикул: CM0023206



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий белок MIEN1, валидированы для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. MIEN1 играет роль в миграции клеток и апоптозе, а также сверхэкспрессирован при раке молочной железы и простаты. Идеально подходит для онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MIEN1 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	C35, ORB3, XTP4, RDX12, C17orf37, MIEN1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	84299
GeneID	84299
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-115 человеческого белка MIEN1 (NP_115715.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9BRT3
Молекулярная масса белка	12 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом