

Анти-Mier1 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, IHC-P, Elisa - Q8N108

Артикул: CM0020109

введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого MIER1, валидированные для вестерн-блоттинга, IHC-P и ELISA. Распознают человеческий и мышиный MIER1, транскрипционный репрессор, участвующий в сайленсинге хроматина. Идеально подходят для исследований в области онкологии и изучения регуляции генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MIER1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	ER1; MI-ER1; MIER1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	57708
GeneID	57708
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q8N108
Молекулярный вес белка	58кДа
Доставка	Сумка со льдом