


Моноклональное Антитело Против Mif Для Wb, Ihc-P, Elisa - P14174

Артикул: CM0007409



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого MIF (фактора, ингибирующего миграцию макрофагов). Валидировано для WB, IHC-P, ELISA; реагирует с человеческим, мышиным и крысиным белками. Играет роль в врожденном иммунном ответе и воспалении.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MIF Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	GIF; GLIF; MMIF; MIF
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4282
GeneID	4282
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 114-199 человеческого MIF (NP_002406.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P14174
Молекулярный вес белка	12кДа
Доставка	Сумка со льдом