


Поликлональное Антитело К Mif Для Wb, If/Icc, Elisa - P14174

Артикул: CM0013918



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого MIF (фактора, ингибирующего миграцию макрофагов), валидированное для WB, IF/ICC, ELISA; перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований врождённого иммунитета и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MIF Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	GIF; GLIF; MMIF; MIF
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	4282
Идентификатор гена	4282
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-115 человеческого MIF (NP_002406.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P14174
Молекулярная масса белка	12 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом