

Кроличья Поликлональная Анти-Miip Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q5Jxc2

Артикул: CM0018256

введение

Кролижье поликлональное антитело против человеческого MIIP (IIP45) для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Перекрестно реагирует с крысой. Подходит для исследований инвазии и миграции раковых клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	MIIP Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	IIP45; MIIP
Вид	Человек
ID гена (Человек)	60672
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 279-388 человеческого MIIP (NP_068752.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q5JXC2
Молекулярная масса белка	43 кДа
Доставка	В термосумке со льдом