

Кроличыи Поликлональные Антитела Против Минералокортикоидного Рецептора (Nr3C2) Человека - P08235

Артикул: CM0029293



введение

Кроличыи поликлональные антитела против минералокортикоидного рецептора (NR3C2) человека, подходят для вестерн блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), ELISA. Перекрестно реагируют с мышинным и крысиным белком. Для исследований минералокортикоидной сигнализации и гипертензии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела против минералокортикоидного рецептора (NR3C2)
Примечания/Альтернативные названия	MR; MCR; MLR; NR3C2VIT; Минералокортикоидный рецептор (NR3C2)
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4306
ID гена	4306
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 450-600 минералокортикоидного рецептора (NR3C2) человека (NP_000892.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн блоттинг (WB), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA.
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08235
Молекулярная масса белка	107 кДа
Условия доставки	В сумке-холодильнике