


Поликлональное Антитело Против Mios (Mio, Sea4, Yulink) Для Вб, Ифа - Q9Nxc5

Артикул: CM0023587



введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против MIOS (MIO, Sea4, Yulink) — компонента комплекса GATOR2 в сигнальном пути mTOR. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, обладает перекрестной реактивностью с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований в области онкологии и нейробиологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MIOS Rabbit pAb
Примечания/алиасы	MIO; Sea4; Yulink; MIOS
Вид	Человек
GeneID (человек)	54468
GeneID	54468
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 556-875 человеческого MIOS (NP_061878.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9NXC5
Молекулярная масса белка	99 кДа
Доставка	С использованием охлаждающего пакета