


Поликлональное Антитело Против Mioх Для Wb, If-P, Elisa — Q9Ugb7

Артикул: CM0013233



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого MIOX (инозитолоксигеназы), валидированное для WB, IF-P и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований почечной оксидоредуктазы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MIOX Rabbit pAb
Примечания/синоним	ALDRL6; MIOX
Вид	Человек
GeneID (человек)	55586
GeneID	55586
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-285 человеческого MIOX (NP_060054.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	Q9UGB7
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	Пакет со льдом