

Поликлональные Антитела Против Mip Для Вестерн-Блоттинга, Игх, Ифа - P30301

Артикул: CM0029022

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого MIP (Аквапорина-0). Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB), ИГХ (IHC-P), ИФА (ELISA) с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеально подходят для исследований водного гомеостаза хрусталика и клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MIP Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	AQP0; LIM1; MP26; MIP26; STRCT15; MIP
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4284
GeneID	4284
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 50-150 человеческого MIP (NP_036196.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P30301
Молекулярный вес белка	28 кДа
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент