

Моноклональное Антитело Против Мiпер Для Вб, Иф/Ик, Ифа — Q99797

Артикул: CM0006547

введение

Кроличье моноклональное антитело к MIPER, валидированное для Вестерн-блота, ИФ/ИК и ИФА. Направлено против митохондриальной промежуточной пептидазы (Q99797), идеально подходит для изучения процессинга митохондриальных белков и связанных с этим заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MIPER кроличье мкАнт
Примечания/Алиасы	MIP; NMIP; COXPD31; MIPER
Вид	Человек
ID гена (человек)	4285
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 511–713 человеческого MIPER (NP_005923.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q99797
Молекулярная масса белка	81 кДа
Доставка	С ледяным пакетом