

Кроличья Поликлональная Антитело Против Міреп Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - Q99797

Артикул: CM0013367

введение

Кроличья pAb против MIPEP, валидированная для WB и ELISA, перекрестно реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Нацелена на митохондриальную интермедиатную пептидазу (81 кДа), подходит для исследований обработки митохондриальных белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MIPEP Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	MIP; HMIP; COXPD31; MIPEP
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4285
GeneID	4285
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 511-713 человеческого MIPEP (NP_005923.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99797
Молекулярный вес белка	81 кДа
Доставка	В ледяном пакете