

Кроличья Поликлональная Антитело Против Mitd1 Для Wb, IHC-P, Elisa — Q8Wv92

Артикул: CM0023949



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого MITD1, валидированная для WB, IHC-P и ELISA. Обнаруживает белок массой 29 кДа, участвующий в цитокинезе и абсциссии. Подходит для образцов человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MITD1 Rabbit pAb
Примечания/псевдоним	MITD1
Вид	Человек
ID гена (человек)	129531
ID гена	129531
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8WV92
Молекулярная масса белка	29 кДа
Доставка	Холодовой пакет