


Моноклональное Антитело Против Mitf Для Wb, Ihc-P, Ифа — 075030

Артикул: CM0007243



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому MITF, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии парафиновых срезов (IHC-P) и твердофазного иммуоферментного анализа (ИФА). MITF — ключевой фактор транскрипции, регулирующий выживание меланоцитов, дифференцировку и экспрессию генов пигментации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное кроличье антитело к MITF
Примечания/синонимы	MI; WS2; CMM8; WS2A; COMMAD; MITF-A; bHLHe32
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	4286
ID гена	4286
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 402-526 человеческого MITF (NP_001341533.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	075030
Молекулярная масса белка	59 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом