


Анти-Mitf Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, If/Icc, Elisa - O75030

Артикул: CM0007572



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого MITF (O75030), валидированное для WB, IF/ICC, ELISA. Взаимодействует с человеческим и крысиным MITF. Подходит для исследований дифференцировки меланоцитов, регуляции генов пигментации и факторов транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MITF Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	MI; WS2; CMM8; WS2A; COMMAD; MITF-A; bHLHe32; MITF
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4286
ID гена	4286
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 402-526 человеческого MITF (NP_001341533.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	O75030
Молекулярный вес белка	59кДа
Доставка	Сумка со льдом