

Моноклональное Антитело Против Митофилина Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ип, Ифа - Q16891

Артикул: CM0006513

введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий Митофилин (MIC60), для Вестерн-блоттинга, ИГХ, ИП и ИФА. Идеально подходит для исследований морфологии митохондриальных крист и комплекса MICOS.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к Митофилину
Примечания/Альтернативные названия	HMP; P87; P89; PIG4; Mic60; PIG52; MINOS2; P87/89; MICOS60; Митофилин
Вид	Человек
GeneID	10989
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 65-300 человеческого Митофилина (NP_006830.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ-П, Иммунопреципитация (IP), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q16891
Молекулярная масса белка	84 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом