

Поликлональные Антитела Против Митофузин-1/Mfn1 Для ВБ, Иф/Икк, Ифа - Q8Iwa4

Артикул: CM0025574



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческой Митофузин-1 (MFN1) — GTPазы внешней мембраны митохондрий, необходимой для слияния митохондрий. Валидированы для ВБ, ИФ/ИКК, ИФА; перекрестно реагируют с человеком, мышью и крысой. Подходит для исследований динамики митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Mitofusin-1/MFN1 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Алиасы	hfzo1; hfzo2; Mitofusin-1/MFN1
Вид	Человек
ID гена (человек)	55669
ID гена	55669
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 622-741 человеческой Митофузин-1/MFN1 (NP_284941.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8IWA4
Молекулярная масса белка	84 кДа
Доставка	Холодильный пакет