


Кроличье Моноклональное Антитело Против Митофузина-1/Mfn1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q8Iwa4

Артикул: CM0004395



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого митофузина-1 (MFN1), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Детектирует белок 84 кДа, подходит для изучения динамики и слияния митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против митофузина-1/MFN1
Примечания/Альтернативные названия	hfzo1; hfzo2; Митофузин-1/MFN1
Вид	Человек
GeneID (человек)	55669
GeneID	55669
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 642-741 человеческого митофузина-1/MFN1 (NP_284941.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на срезах парафиновых блоков (IHC-P), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8IWA4
Молекулярная масса белка	84 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом