


Поликлональное Кроличье Антитело Против Митофузина 2 (Mfn2) Для Wb, If/Icc, Elisa — O95140

Артикул: CM0018424



введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело, нацеленное на митофузин 2 человека (MFN2). Валидировано для WB, IF/ICC и ELISA с перекрёстной реактивностью с образцами мыши и крысы. Идеально подходит для исследований динамики, слияния и метаболизма митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против митофузина 2
Примечания/синонимы	HSG; MARF; CMT2A; CPRP1; CMT2A2; HMSN6A; CMT2A2A; CMT2A2B; Митофузин 2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	9927
Идентификатор гена	9927
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 70–260 митофузина 2 человека (NP_055689.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O95140
Молекулярная масса белка	86 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом