

Анти-Mki67 Кроличий Поликлональный Антитело Для If-P, Ihc-P, Elisa - E9Pvx6

Артикул: CM0031077

введение

Кроличий поликлональный антитело против мышиного Ki-67 (Mki67), валидированный для IF-P, IHC-P и ELISA. Перекрестно реагирует с крысой. Идеально подходит для исследований пролиферации клеток и онкологии в приложениях IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Mki67 кроличий pAb
Примечания/Псевдоним	Ki67; Ki-67; D630048A14Rik
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	4288
GeneID	17345
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1816-2163 мышиного Mki67 (NP_001074586.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	E9PVX6
Молекулярный вес белка	350кДа
Доставка	Ледяной пакет