

Поликлональное Антитело Кролика Против Mkks Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Npj1

Артикул: CM0021403

введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого MKKS (BBS6) для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает шаперон с молекулярной массой 62 кДа, участвующий в сборке BBSome и цилиогенезе. Валидировано на человеческих образцах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против MKKS
Примечания/Альтернативные названия	KMS; MKS; BBS6; HMCS; MKKS
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8195
ID гена	8195
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 221-570 человеческого MKKS (NP_740754.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NPJ1
Молекулярная масса белка	62 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом