


Поликлональное Антитело Против Mkl1 Для Вб, Ифа — Q969V6

Артикул: CM0018318



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий MKL1 (MRTF-A, MAL). Валидировано для ВБ и ИФА, обладает перекрестной реактивностью с мышинным и крысиным гомологами. Идеально подходит для изучения регуляции цитоскелетных генов, миграции клеток и транскрипции, опосредованной SRF.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MKL1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	MAL; MKL; BSAC; MKL1; MRTF-A
Вид	Человек
ID гена (человек)	57591
ID гена	57591
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-280 человеческого MKL1 (NP_065882.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q969V6
Молекулярная масса белка	99 кДа
Доставка	С холодильным элементом