


Поликлональные Антитела Против Mkl1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ифа — Q969V6

Артикул: CM0028678



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому MKL1 (MRTF-A/MAL/BSAC) для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии парафиновых срезов (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА. Распознают MKL1 человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований регуляции цитоскелетных генов и исследований в области онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MKL1 кроличьи пАб
Примечания/алиасы	MAL; MKL; BSAC; MKL1; MRTF-A
Вид	Человек
GeneID (человек)	57591
GeneID	57591
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-280 человеческого белка MKL1 (NP_065882.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q969V6
Молекулярная масса белка	99 кДа
Доставка	Холодовой пакет