

Антитело Кролика Поликлональное Против Anti-Mkl2 (Mrtfb) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Ulh7

Артикул: CM0016867

введение

Поликлональное антитело кролика, полученное с использованием рекомбинантного человеческого MKL2 (MRTFB). Валидировано для Вестерн-блоттинга (118 кДа) и ИФА, с перекрестной реактивностью к человеку и мыши. Полезно для исследований коактивации SRF и развития мышц.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MKL2 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	MKL2; MRTF-B; NPD001
Вид	Человек
GeneID (человек)	57496
GeneID	57496
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 170-300 человеческого MKL2 (NP_054767.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9ULH7
Молекулярный вес белка	118kDa
Доставка	Сумка со льдом