

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Mkln1 Для Wb И Elisa — Q9UI63

Артикул: CM0018438



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого MKLN1 (Muskelin, TWA2), подходящее для WB и ELISA. Перекрёстно реагирует с мышинным белком. Идеально подходит для изучения комплекса CTLN, распластывания клеток и передачи сигналов THBS1.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к MKLN1
Примечания/алиас	TWA2; MKLN1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	4289
Идентификатор гена	4289
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 436–735 человеческого MKLN1 (NP_037387.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	Q9UI63
Молекулярная масса белка	85 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом