


Поликлональное Антитело Против Mknk1 Для Вб, Игх-П, Иф/Икк, Ифа — Q9Bub5

Артикул: CM0024320



введение

Кроличье поликлональное антитело к MKNK1, валидированное для ВБ, ИГХ-П, ИФ/ИКК и ИФА. Обнаруживает MKNK1 человека, мыши и крысы — киназу, регулирующую трансляцию через фосфорилирование EIF4E при стрессовых и цитокиновых ответах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к MKNK1
Примечания/алиасы	MNK1; MKNK1
Вид	Человек
ID гена (человек)	8569
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 374-465 человеческого MKNK1 (NP_003675.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9BUB5
Молекулярная масса белка	51 кДа
Доставка	Холодильный пакет