

Поликлональное Антитело Кролика Против Mkp1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа - P28562

Артикул: CM0023303



введение

Поликлональное антитело кролика против MKP1, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Определяет MKP1 человека и мыши. Рекомбинантный иммуноген в пределах аминокислот 267-367. Идеально подходит для изучения MAP-киназной сигнализации и стрессового ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MKP1 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	HVN1; MKP1; CL100; MKP-1; PTPN10
Вид	Человек
ID гена	1843
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 267-367 белка MKP1 человека (NP_004408.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P28562
Молекулярная масса белка	39 кДа
Доставка	В пакете со льдом