

Кроличыи Поликлональные Антитела Anti-Mkp1 Для Вб, Ифа - P28563

Артикул: CM0021745

введение

Кроличыи поликлональные антитела, нацеленные на мышиный MKP1 (DUSP1), валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагируют с белком человека, мыши и крысы. MKP1 — это ядерная фосфатаза двойной специфичности, которая дефосфорилирует ERK2, регулируя мейотический клеточный цикл.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MKP1 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	egr, MKP1, mcp-1, 3CH134, Ptpn16
Вид	Мышь
GeneID	19252
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот с 1 по 172 мышиногo MKP1 (NP_038670.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P28563
Молекулярная масса белка	39кДа
Доставка	Хладоэлемент