

Поликлональные Антитела Против Mks1 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nxb0

Артикул: CM0030509

введение

Поликлональные антитела против MKS1 кролика, валидированные для WB, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с человеком, мышью, крысой. Белок размером 65 кДа. Идеально подходит для исследований ресничек и цилиопатий. – Q9NXB0

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MKS1 кролик rAb
Примечания/псевдонимы	MES; MKS; BBS13; POC12; JBTS28; MKS1
Вид	Человек
ID гена (человек)	54903
ID гена	54903
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 150–300 человеческого MKS1 (NP_060247.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9NXB0
Молекулярная масса белка	65 кДа
Доставка	Ледяной пакет