

Анти-MLD Моноклональное Антитело Для Wb, Elisa - O15121

Артикул: CM0003347

введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческой сфинголипидовой дельта(4)-десатуразы DES1 (MLD/DEGS1), для WB и ELISA. Идеально подходит для исследований метаболизма липидов и лейкодистрофии. Валидировано на образцах человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MLD Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	MLD; DEGS; DES1; Des-1; FADS7; HLD18; MIG15; DEGS-1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8560
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 человеческого MLD (NP_003667.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O15121
Молекулярный вес белка	38кДа
Доставка	Сумка со льдом