


Поликлональные Антитела К Mlf1 Для Вб, Иф/Ик, Ифа - P58340

Артикул: CM0028752



введение

Кроличьи поликлональные антитела к MLF1 для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА, распознающие MLF1 человека и мыши. MLF1 регулирует commitment гемопоэтических линий, клеточный цикл и дифференцировку. Подходит для исследований в области лейкемии и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MLF1 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	MLF1
Вид	Человек
GeneID (человек)	4291
GeneID	4291
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-268 MLF1 человека (NP_071888.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P58340
Молекулярная масса белка	31 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с холодоэлементами