

Поликлональное Антитело Против Mlf2 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q15773

Артикул: CM0016335

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого MLF2, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Определяет MLF2 человека, мыши и крысы. Подходит для исследований лейкемии и клеточной биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MLF2 Кроличье rAb
Примечания/Алиасы	NTN4; MLF2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8079
GeneID	8079
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-65 человеческого MLF2 (NP_005430.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15773
Молекулярная масса белка	28 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом