


Моноклональное Антитело Против Mlh1 (Валидировано Методом Ko) Для Вб, Ифа - P40692

Артикул: CM0007159



введение

Валидированное методом нокаута (KO) мышинное моноклональное антитело к человеческому белку системы репарации неспаренных оснований ДНК Mlh1 (MLH1), подходящее для вестерн-блоттинга и ИФА. Направлено на ключевой компонент системы репарации неспаренных оснований, участвующий в исследованиях колоректального рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Мышиное моноклональное антитело к MLH1 [валидировано методом KO]
Примечания/алиасы	FCC2; COCA2; HNPCC; MLH-1; hMLH1; HNPCC2; LYNCH2; MMRCS1; H1
Вид хозяина	Мышь
GeneID	4292
Иммуноген	Рекомбинантный белок MLH1 человека
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P40692
Молекулярная масса белка	85 кДа
Доставка	Хладоэлемент