

Моноклональное Антитело Против Mlh3 Для Вестерн1 Блоттинга, Elisa - Q9Uhc1

Артикул: CM0004492

введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий белок MLH3 (белок репарации ошибок спаривания ДНК Mlh3). Валидировано для Вестерн блоттинга и ELISA, перекрестно реагирует с белками человека и мыши. Идеально для исследований репарации ДНК и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MLH3 Rabbit mAb
Примечания/Альтернативные названия	HNPCC7
Вид	Человек
GeneID (Человек)	27030
GeneID	27030
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1190-1389 человеческого белка MLH3 (NP_001035197.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9UHC1
Молекулярная масса белка	164 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом