


Моноклональное Антитело Кролика Против MLKL Для Вб, Иф/Икк, Игх-П, Ифа - Q8Nb16

Артикул: CM0011895



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому MLKL (hMLKL) для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с мышинным белком. Идеально подходит для исследований некроптоза и программированной клеточной гибели. Молекулярная масса белка 54 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к MLKL
Примечания/алиасы	hMLKL
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	197259
ID гена	197259
Иммуноген	Рекомбинантный слизистый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 369-471 человеческого MLKL (NP_689862.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q8NB16
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия доставки	Холодопак