

Кроличье Поликлональное Антитело Против Mkl Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммунофлуоресценции На Препаратах (If-P), Иммуногистохимии На Препаратах (Ihc-P), Elisa - Q9D2Y4

Артикул: CM0026889



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на мышиный MLKL (белок, подобный киназному домену смешанной линии), валидированное для применений WB, IF-P, IHC-P и ELISA. Перекрестно реагирует с человеческим MLKL. Идеально для исследований некроптоза и клеточной смерти.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MLKL Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	9130019I15Rik; MLKL
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	197259
ID гена	74568
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-53 мышинного MLKL (Q9D2Y4).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9D2Y4
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом