

## Поликлональное Антитело Кролика Против MLKL - Q8Nb16

Артикул: CM0023728



### введение

MLKL Rabbit pAb — это поликлональное антитело, нацеленное на человеческий MLKL (~54 кДа). Применимо для вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ELISA, с перекрестной реактивностью к мышинным и крысиным белкам. Идеально для исследований некроптоза и запрограммированной клеточной смерти.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                              |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | MLKL Rabbit pAb                                                                                                                       |
| Примечания/Альтернативные названия | hMLKL; MLKL                                                                                                                           |
| Вид                                | Человек                                                                                                                               |
| ID гена                            | 197259                                                                                                                                |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 369-471 человеческого MLKL (NP_689862.1) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                               |
| Применение                         | WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA                                                                                                              |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                  |
| SWISS                              | Q8NB16                                                                                                                                |
| Молекулярная масса белка           | 54 кДа                                                                                                                                |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                     |